



Mit Kompetenz & Erfahrung für ein unbeschwertes Leben

Individuelle und umfangreiche Beratung durch geschulte und engagierte Mitarbeiter, sowie viel Einfühlungsvermögen tragen dazu bei das Leitmotiv des Hauses umzusetzen:

„Qualität in allem, was wir tun“

Ihre Einlagenversorgung wird durch modernste Technik und das Fachwissen unserer Mitarbeiter gezielt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Bei uns bekommen Sie maßgefertigte Einlagen mit hoher handwerklicher Präzision. Egal ob Problemfuß oder Sporteinlagen, wir fertigen Einlagen individuell für jeden Fußtyp. Hohe Fertigungsqualität in unseren Produkten ist unser oberstes Gebot.



Wir freuen uns über Ihren Besuch.

verosana team

Heidenbaumstraße 4 · 74189 Weinsberg
Telefon 0 71 34 / 13 88-0 · Telefax 0 71 34 / 13 88-100
info@verosana.de

verosana team

Bahnhofstraße 7 · 74072 Heilbronn
Telefon 0 71 31 / 59 40 7-0 · Telefax 0 71 31 / 59 40 7-20
info@verosana.de

verosana team

Moltkestraße 54 · 74076 Heilbronn
Telefon 0 71 31 / 17 62 5-0 · Telefax 0 71 31 / 17 62 5-1
info@verosana.de

verosana team

Stettenstraße 30 · 74653 Künzelsau
Telefon 0 79 40 / 98 29 27-0 · Telefax 0 79 40 / 98 29 27-9
info@verosana.de

verosana team

Bahnhofstraße 54 · 74348 Lauffen
Telefon 0 71 33 / 20 35 8-20 · Telefax 0 71 33 / 20 35 8-30
info@verosana.de

verosana team
homecare · rehathechnik · sanitätshaus



Orthopädische Einlagen
Maßgefertigt und individuell

Unser Ziel: Ihre Gesundheit.

www.verosana.de

verosana team
homecare · rehathechnik · sanitätshaus

Maßgefertigte Einlagen

Die Versorgung mit orthopädischen Einlagen ist wesentlicher Bestandteil in der Behandlung von Fußbeschwerden und Fußfehlstellungen, sowie in der Therapie von Gelenkfehlstellungen der Sprunggelenke und Knie.

Einlagen werden zur Stützung, Korrektur und/oder Bettung des Fußes bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt, um Haltungsfehler auszugleichen und physiologische Bewegungsmuster zu erleichtern. Die Auswahl des Einlagentyps erfolgt nach der ärztlichen Verordnung, unseren Erfahrungswerten sowie Ihren speziellen Anforderungen.

Abdruckverfahren

Um eine optimale und indikationsgerechte Passform garantieren zu können ist eine ausgiebige Beratung im Vorfeld, sowie ein akkurater Fußabdruck unerlässlich. Es ist möglich sowohl einen 3-D Trittschaumabdruck, als auch eine elektronische Fußdruckmessung durchführen zu lassen. Wir beraten Sie gerne!



Einlagenversorgung - für optimalen Tragekomfort

- Individuelle, passformgarantierte Einlagenversorgung
- Kompetente Beratung durch erfahrene Mitarbeiter



Stützende Einlagen

Die Stützeinlage ist eine dünn gearbeitete und somit vielseitig einsetzbare Einlage. Sie besteht aus einem formstabilen und anpassbaren Kern aus Kunststoff, einer langsohligen Polsterschicht, sowie einer schweißaufsaugenden und -abführenden Deckschicht.

Sie soll das Längs- und Quergewölbe an den biomechanisch korrekten Zonen abstützen, sowie unerwünschte Belastungen, durch Teilentlastung und Verbesserung des Abrollvorgangs, vermeiden.

Korrigierende Einlagen

Die korrigierenden Einlagen bestehen aus einem selbsttragenden Einlagenkörper aus Kunststoff oder Carbon, einer stabilisierenden Zwischenschicht und einer Deckschicht.

Ziel der Korrektur einlagen ist die Fußfehlstellung dauerhaft zu korrigieren und einer weiteren Verschlechterung vorzubeugen. Sie sollen die korrekte Stellung wiederherstellen und verhindern, dass der belastete Fuß in die Fehlstellung zurückkehrt.

Bettende Einlagen

Bettungseinlagen sind meist aus mehreren Polsterschichten mit verschiedenen Härten und zusätzlicher Stabilisierung am Einlagenkörper aufgebaut. Außerdem wird oft eine Abpolsterung der Oberfläche zur Vermeidung von Druckspitzen verwendet.

Sie sollen durch Druckverteilung gezielt überlastete Bereiche entlasten, sowie eine weitere Verformungen des nicht mehr korrekturfähigen Fußes durch Stabilisierung verhindern.

Sporteinlagen

Sporteinlagen werden nach sportartspezifischen und biomechanischen Gesichtspunkten konstruiert und sollen die beim Sport auftretenden hohen Bodenreaktionskräfte verteilen. Während der sportlichen Ausübung soll die ermüdende Muskulatur unterstützt werden. Außerdem soll dem Fuß dabei geholfen werden, Fehlstellungen und damit Fehlbelastungen zu vermeiden. Wir fertigen für jeden Sportler und Sportart die passende Sporteinlage!



Material, Zusätze und Herstellung

Durch die Verwendung verschiedener Materialien können wir die Einlagen individuell auf jeden Fuß abgestimmt fertigen. Feinste Lederbezüge und antibakterielle Stoffe für die orthopädische Einlagenversorgung garantieren eine hohe Qualität. Mit eingearbeiteten Zusätzen, wie beispielsweise lokalen Weichbettzonen, Fersenspornaussparungen, Verkürzungsausgleichen, usw. gehen wir auf jede Fußproblematik ein.



Einlage wird in die richtige Form geschliffen

